




DOBROČINNÁ SBÍRKA

Pomozme Arsenovi ke zlepšení

Čerstvě po porodu byl Arsenek operován a byl mu zaveden V-P shunt – hadička, která odvádí přebytečný mozkomíšní mok z mozku do břišní dutiny, kde se mok rychle vstřebává do krve. „A my jsme začali intenzivně spolupracovat s rannou péčí“ dodává maminka Iryna.

– Rehabilitační centrum Sarema



**Přečtěte si celý příběh
a podpořte ho na webu Donio**

Naskenujte kód telefonem, nebo navštivte
adresu www.donio.cz/p/21856